ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

Teл.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-25 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Оптичні офтальмоскопи LTI

Серия оптических приборов для проведения диагностических исследований в офтальмологии методом прямого осмотра



Офтальмоскопы LTI - серия оптических приборов для проведения диагностических исследований в офтальмологии методом прямого осмотра. Обследование позволяет врачу-офтальмологу сложить цельную характеристику состояния сетчатки, сосудистой системы, желтого пятна и диска зрительного нерва.

Офтальмоскопы оснащены сложной системой оптических линз с диапазоном от – 25 до + 45 диоптрий. В зависимости от модели, головка прибора имеет от одной до 4 апертур (большая, средняя, малая и полусферическая). Система освещения – светодиодная, мощность светового диода составляет 2.5 Вт.

Большинство офтальмоскопов серии LTI оснащены зеленым световым фильтром, который упрощает исследование сосудистой сетки и отличать артериальные и венозные кровеносные сосуды.

Корпус головки офтальмоскопа пыленепроницаемый, что обеспечивает длительную эксплуатацию прибора без помутнения мини-линз. Крепление головки – замок типа «клик» или резьбовое соединение.

Все офтальмоскопы оснащены батареечной рукояткой, источник питания – батарейки или аккумулятор типа AA. Рукоятки имеют удобную эргономичную форму, легко ложатся в руку врача.

Название моде-	Апертура	Количество	Диоптрии	Крепление	Рукоятка
ли		линз			
LTI-2012	4	16	-20 от +20	Резьбовое соеди-	Типа Паркер
				нение	
LTI-497	3	16	-25 от +25	Резьбовое соеди-	Типа Паркер
				нение	
LTI-499	1	24	-25 от +40	Резьбовое соеди-	Пластиковая ру-
				нение	коятка
LTI-501	1	24	-25 от +40	Замок типа	Металлическая
				«клик»	рукоятка

[1] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року