ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Диодный лазер TruBlue Wolf

фотоангиолитическая лазерная система с длинной волны 445 нм, совмещающая преимущества CO2 и KTP лазеров



Лазер TruBlue WOLF – фотоангиолитическая лазерная система с длиной волны 445 нм, совмещающая преимущества ${\rm CO_2}$ и KTP- лазеров в коагуляции и вапоризации, разрезе контактным и бесконтактным методами.

Особенности диодного лазера TruBlue WOLF

- **Преимущества СО2 лазера.** Режущие и вапоризующие свойства схожи с «золотым стандартом» хирургического СО₂ лазера.
- **Минимальная зона некроза.** Зона некротических изменений минимальная в сравнении с действием КТР и CO₂ лазеров
- **Коагуляция выше, чем у КТР лазера.** Уровень абсорбции гемоглобина при излучении TruBlue лазера выше в 10 раз, чем у традиционных КТР лазеров.
- Расширенные функциональные возможности. Режим воздействия импульсное и постоянное излучение, контактным и бесконтактным методами.
- Регулировка плотности потока. Плотность потока можно регулировать не только выбором режима, но и дистанцией до зоны обработки.
- Универсальность. Лазер поддерживает оптические волокна диаметром 300, 400 или 600 микрон, обеспечивая высокий уровень универсальности.
- **Эксплуатационная гибкость.** Сверхтонкий диаметр оптоволокна, технические и функциональные характеристики лазера подходят для использования с гибкими и жесткими эндоскопами, позволяя оперировать в труднодоступных участках.
- Все преимущества диодных лазеров: малый вес, компактные размеры, низкие эксплуатационные расходы, бесшумная работа.
- Настойки от производителя. Лазер имеет запрограммированные режимы воздействия для наиболее распространенных патологий.

Области использования: фонохирургия, ларингология, отология

 [1] URL: http://medexim.ua
 2 листопада 2025 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Предустановленные профессиональные программы применения лазера: папиллома, гранулема, лейкоплакия, отек Рейнке, капиллярная эктазия, резка Super Soft, полип, ножки стремени, опухоль Гломуса, болезнь Ослера

Диодный лазер TruBlue - новый уровень малоинвазивных вмешательств в отоларингологии

Технические характеристики

- Тип лазера диодный
- Длина волны лазера 445 нм
- Выходная мощность 10 Вт
- Отображение/контроль цветной сенсорный экран
- Пилотный луч 532 нм, регулируемый
- Режимы CW, импульсный

[2] URL: http://medexim.ua 2 листопада 2025 року