



Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Наборы для интубации LTI

Линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок



Наборы для интубации LTI – линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок.

Ларингоскоп является незаменимым инструментом: при оказании первой медицинской помощи в угрожающих жизни пациента состояниях, проведении реанимационных мероприятий и плановой интубации во время оперативных вмешательств. Поэтому медицинский инструмент для ларингоскопии и интубации должен соответствовать самым высоким стандартам, когда счет идет на секунды.

Ларингоскоп LTI являются идеальным партнером в спасении жизни пациента. Инновационная система освещения, фиброоптика, эргономичная форма рукоятки и клинка сводят к минимуму риск несостоявшейся интубации трахеи.

Широкий ассортимент дает возможность выбрать инструмент с оптимальной ценой, необходимой функциональностью и надежностью. В большинстве моделей используется светодиодная системы освещения, которая дает возможность увеличить освещенность на 70%, по сравнению с традиционными источниками света. Фиброоптический кабель обеспечивает передачу светового потока без потери мощности.

Несколько видов клинков в каждом наборе дает возможность проводить манипуляцию и обследованию даже в анатомически сложных пациентов. Клинки сделаны из нержавеющей стали высоких сортов, устойчивой к высокой температуре и химическим веществам.

Источником света может служить как одноразовая батарейка, так и аккумулятор. По выбору пользователя ларингоскоп может комплектовать рукояткой малого, среднего и большого размера.

Ларингоскопы LTI - всегда успешная интубация!

Категории	Технические	Комплектация	Фото
	характеристики		
Ларингоскоп LTI 7000	• Изогнутый клинок	твердый кейс,	
	• Подвижный	батареечная рукоятка, 2	

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

наконечник клинка клинка (LTI 7000.3, LTI 7000.4) • Светодиодная система освещения • Диаметр светодиодной лампы 4 мм • Фиброоптический световод • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний • Источник питания - 2 батарейки типа Ларингоскоп LTI 7001 • Изогнутый клинок твердый кейс, батареечная рукоятка, 4 • Светодиодная клинка (LTI 7000.1, LTI система 7000.2, LTI 7000.3, LTI освещения 7000.4) • Встроенный фиброоптический световод диаметром 4.3 мм • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний • Источник питания - 2 батарейки типа Ларингоскоп LTI 6006 • Изогнутый клинок твердый кейс, • Светодиодная батареечная рукоятка система (средняя, зеленый освещения стандарт), 6 клинков (LTI • Фиброоптический 6006.00, LTI 6006.0, LTI световод, диаметр 6006.1, LTI 6006.2, LTI 3.5 мм 6006.3, LTI 6006.4) • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний • Источник питания - 2 батарейки типа Традиционный • Изогнутый клинок батареечная рукоятка, 1 ларингоскоп LTI 6004 • Светодиодная клинк (LTI 6004.00) система освещения • Светодиодная лампочка 2.5 В • Батареечная рукоятка из

нержавейки, размер малый

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

Teл.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

|--|

[3] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року