ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Дерматоскоп Veos DS3

Портативный дерматоскоп с интегрированной смарт системой для управления, регистрации, обработки данных



Дерматоскоп VEOS DS3 - портативный дерматоскоп с интегрированной смарт-системой для управления, регистрации, обработки и передачи данных. Исследование структурных элементов кожи проводится поляризационным/неполяризационным методами.

Эргономичность и функциональность

Корпус VEOS DS3 идеально приспособлен для проведения дерматоскопии. Благодаря сглаженным граням и небольшой выпуклости на задней части дерматоскоп удобно ложится в руку, не вызывая усталости при длительном использовании.

Работа с изображением

Панель приложения на сенсорном экране максимально оптимизирована для проведения фотосъемки и обработки данных. Приложение легкое в управлении и адаптировано к процессу и задачам дерматоскопии.

Фиксации оптики

Простой механизм быстро и надежно фиксирует оптику Canfield к цифровой камере. Оптические оси строго отцентрированы, что гарантирует качественную и контрастную визуализацию.

Оптика VEOS DS3

Оптическая система дерматоскопа состоит из нескольких линз, что обеспечивает правильную работу прибора при масштабировании и фокусировании. Вся оптика сделана под контролем компании Canfield (США), лидера в сфере цифровых технологий по диагностике кожи.

Поляризационная и неполяризационная дерматоскопия

Освещение VEOS DS3 состоит из системы поляризированных и белых светодиодов. Смена режима освещения осуществляется нажатием одной клавиши на сенсорной панели дерматоскопа.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Контактная и бесконтактная съемка

В комплект входят две контактные платы для иммерсионной и кросс-поляризованной визуализации. Крепление к кольцу объектива происходит при помощи магнитного замка. Это дает возможность быстро переходить от одного метода исследования к другому.

Совместимые программные приложения

Цифровая дерматоскопия VEOS DS3 работает с медицинским приложением Mirror, комплектом программ для диагностики и наблюдения за состоянием кожи. На протяжении 5-летнего периода компания Canfield осуществляет техническую и сервисную поддержку потребителя.

[2] URL: http://medexim.ua 30 жовтня 2025 року