ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

Teл.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Стоматологический компрессор DA5001

стоматологический компрессор с производительностью 70 л/мин в 8 бар



Стоматологический компрессор GD-1EW-30 – безмасляный компрессор с производительностью 70 литров в минуту при давлении в 8 бар, рассчитан для использования в небольших стоматологических кабинетах или поликлиниках с малым и средним потоком пациентов.

Уровень и качество оказания стоматологических услуг напрямую зависит от работы стоматологического компрессора. Без этого оборудования стоматолог просто не сможет оказывать помощь и лечение в необходимом объеме. Самый простой стоматологический компрессор обеспечивает работу роторных инструментов, пустера, модуля для удаления зубного налета и прочих инструментов.

Поэтому к выбору модели компрессора необходимо подходить очень ответственно, с учетом объема и типа оказания стоматологической помощи. На сегодняшний день на рынке стоматологического оборудования представлен широкий спектр компрессоров различных производителей и мощности – от простых безкорпусных моделей на одну стоматологическую установку до корпусных моделей с вытяжной вентиляцией на большой кабинет с несколькими установками.

Стоматологический компрессор модели GD-1EW-30 - простой надежный прибор обеспечивающий нагнетание ультра сухого, чистого воздуха без малейшего присутствия маслянистых соединений.

100% защиту от маслянистых испарений обеспечивает специальное тефлоновое покрытие, которое обеспечивает плавное движение все движущих элементов. Использование современных материалов и качественная сборка позволяют поршню цилиндра совершать поступательные движения практически без трения.

Отсутствие масляных паров гарантирует качественную и длительную работу стоматологического инструмента и исключает контаминацию маслами композитного материала.

Компрессор может дополнительно оснащаться модулем очистки и осушки воздуха. Водяные пары улавливаются на пути к ресиверу. Таким образом, в баке хранится чистый, осушенный воздух, что делает невозможным развитие какой-либо бактериальной флоры. Нагнетаемый воздух чист, сух и свеж, без какого-либо запаха или вкуса.

Стоматологический компрессор DA5001 - бесперебойное сердце вашего стоматологического

[1] URL: http://medexim.ua

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

кабинета!

[2] URL: http://medexim.ua 29 жовтня 2025 року