





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Моечно-дезинфицирующий аппарат LK/QX

универсальный моечно-дезинфицирующий аппарат



Моечно-дезинфицирующий аппарат LK/QX – универсальный аппарат для очистки и дезинфекции всех типов медицинского и лабораторного оборудования. Прибор и технологии дезинфекции соответствуют всем международным и национальным стандартам.

Процесс очистки и дезинфекции происходит в автоматическом режиме. При дезинфекции медицинского инструмента происходит не только процедура обеззараживания, но также осуществляется дополнительная промывка, смазывание антикоррозийным веществом, сушка и охлаждение.

Корпус аппарата и камера для дезинфекции сделаны из нержавеющей стали высокого качества. Дезинфицирующая камера термоизолирована. Ее дно имеет вогнутую форму, что обеспечивает забор запланированного объема воды и ее полный слив. Моечные рукава находятся на всех уровнях камеры.

Корпус дезинфицирующей машины имеет двухпроходную конструкцию. Двери оснащены широкими смотровыми окнами (термоустойчивый двойной стеклопакет). Управление и запуск цикла дезинфекции осуществляют на цветном сенсорном дисплее.

Технические и функциональные особенности моечно-дезинфицирующего аппарата LK/QX

- Ультразвуковой режим очистки.
- Возможность очистки и дезинфекции гибких и жестких эндоскопов.
- Специальная функция впрыскивания.
- Время полного цикла дезинфекции равняется 34 минутам.
- Большой выбор дополнительных аксессуаров для оптимизации рабочего процесса (каркас для мойки лотков, мойки бутылочек, инструментальных лотков и операционной обуви и прочее.)
- Микропроцессорное управление процессом дезинфекции.
- Открытая система: совместима со всеми типами моющих и дезинфицирующих веществ.

Аппарат работает в 4-х режимах:

- Стандартный;
- Индивидуальный;
- Ручной;

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

• Сервисный.

В стандартном режиме пользователь выбирает программу дезинфекции для определенного типа медицинского оборудования:

- Очистка и дезинфекция инструментов из нержавеющей стали.
- Очистка пластиковых инструментов.
- Очистка деталей анестезиологических и респираторных систем.
- Дезинфекция деликатных хирургических инструментов и систем
- Программа дезинфекции больничного обихода.
- Очистка и дезинфекция лабораторной посуды из стекла.

Технические характеристики

- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Форма камеры: прямоугольная
- Количество уровней моющей сетки: 5
- Допустимая загрузка каждого уровня: 20 кг на уровень
- Время стандартного цикла мойки: 34 мин.
- Потребление воды при стандартном цикле: 120 л
- Температура воды при мытье: от 30 до 93 градусов по Цельсию
- Температура сушки: от 60 до 120 градусов по Цельсию
- Сенсорный дисплей управления с диагональю 7 дюймов
- Встроенный принтер
- Габариты и вес зависят от модели машины.

[2] URL: http://medexim.ua 7 листопада 2025 року