



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Компрессионная система BTL-6000 Lymphastim 12 Topline

Инновационный аппарат с сенсорным экраном для проведения прессотерапии



BTL-6000 Lymphastim 12 Topline – инновационный физиотерапевтический прибор с сенсорным экраном управления для проведения сеансов прессотерапии (удаление застоя лимфы) в области эстетической и клинической медицины.

Лимфатическая система играет большую роль в жизнедеятельности организме человека. Благодаря циркуляции лимфы происходит эвакуация избыточной межтканевой жидкости. Она играет большую роль в липидном обмене и правильной иммунологической реакции. Нарушения оттока и застой лимфы возникает при многих заболеваниях и расстройствах обмена веществ.

Аппарат для прессотерапии BTL-6000 Lymphastim 12 Topline создан для решения широко спектра проблем вызванных застоем лимфы – от простой усталости ног до хронических отеков. Массаж необходимых анатомических областей проводится с помощью сжатого воздуха (пневматическая прессотерапия). Необходимый аппликатор фиксируется на необходимую область, на сенсорной панели выставляются параметры лечения и процесс терапии запускается нажатием одной кнопки. По клиническому эффекту действие аппарата схоже с мануальным массажем экстра класса.

Аппарат BTL-6000 Lymphastim 12 Topline отлично показал себя при снятии хронических отеков, лечении целлюлита, уменьшения признаков венозной недостаточности, при терапии синдрома тяжелых ног и прочих косметологических и терапевтических проблем.

Аппарат BTL-6000 Lymphastim 12 Topline. Технические и функциональные особенности

- Сенсорный экран управления
- 12-ть каналов воздействия
- 3 типа аппликаторов.
- Удобные, легко моющиеся аппликаторы с застежкой на молнии
- Автоматическое определение типа аппликатора
- Удобные коннекторы для присоединения к аппарату
- Цифровая система управления процессом лечения
- Индивидуальные и стандартные протоколы исследования

Характеристики

[1] URL: http://medexim.ua

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

• Интерфейс пользователя: цветной 5.7 сенсорный экран;

Число каналов: 12;

• **Установка давления:** 20-160 мм. рт.ст.;

• Градиент: 0 -100% непрерывная настройка;

• Запрограммированные протоколы: 15;

• Энциклопедия ВТL: 26 клиничных протоколов (последовательные программы);

• Программы пользователя: 100 программ пользователя.

[2] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року