



## Компрессионная система BTL-6000 Lymphastim 12 Topline

Инновационный аппарат с сенсорным экраном для проведения прессотерапии



**BTL-6000 Lymphastim 12 Topline** – инновационный физиотерапевтический прибор с сенсорным экраном управления для проведения сеансов прессотерапии (удаление застоя лимфы) в области эстетической и клинической медицины.

Лимфатическая система играет большую роль в жизнедеятельности организме человека. Благодаря циркуляции лимфы происходит эвакуация избыточной межтканевой жидкости. Она играет большую роль в липидном обмене и правильной иммунологической реакции. Нарушения оттока и застой лимфы возникает при многих заболеваниях и расстройствах обмена веществ.

**Аппарат для прессотерапии BTL-6000 Lymphastim 12 Topline** создан для решения широкого спектра проблем вызванных застоем лимфы – от простой усталости ног до хронических отеков. Массаж необходимых анатомических областей проводится с помощью сжатого воздуха (пневматическая прессотерапия). Необходимый аппликатор фиксируется на необходимую область, на сенсорной панели выставляются параметры лечения и процесс терапии запускается нажатием одной кнопки. По клиническому эффекту действие аппарата схоже с мануальным массажем экстра класса.

Аппарат BTL-6000 Lymphastim 12 Topline отлично показал себя при снятии хронических отеков, лечении целлюлита, уменьшении признаков венозной недостаточности, при терапии синдрома тяжелых ног и прочих косметологических и терапевтических проблем.

### Аппарат BTL-6000 Lymphastim 12 Topline. Технические и функциональные особенности

- Сенсорный экран управления
- 12-ть каналов воздействия
- 3 типа аппликаторов.
- Удобные, легко моющиеся аппликаторы с застежкой на молнии
- Автоматическое определение типа аппликатора
- Удобные коннекторы для присоединения к аппарату
- Цифровая система управления процессом лечения
- Индивидуальные и стандартные протоколы исследования

### Характеристики



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: [info@medexim.ua](mailto:info@medexim.ua) сайт: [medexim.ua](http://medexim.ua)

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- **Интерфейс пользователя:** цветной 5.7 сенсорный экран;
- **Число каналов:** 12;
- **Установка давления:** 20-160 мм. рт.ст.;
- **Градиент:** 0 -100% непрерывная настройка;
- **Запрограммированные протоколы:** 15;
- **Энциклопедия BTL:** 26 клинических протоколов (последовательные программы);
- **Программы пользователя:** 100 программ пользователя.