ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Компрессионная система РР-1

Компрессионная система для активизации циркуляции лимфы методом пневматической прессотерапии.



Компрессионная система РР-1 для активизации циркуляции лимфы методом пневматической прессотерапии.

Прессотерапия или лимфатический дренаж - современный аппаратный физиотерапевтический метод лечения, основанный на компессионном попеременном массаже отдельных анатомических участков специальными аппликаторами.

Механическое воздействие ускоряет процессы оттока лимфы, метаболические и регенерационные процессы, стимулирует мышцы, улучшает венозное кровообращение.

Медицинскими показаниями для применения прессотерапии являются хронические послеоперационные и посттравматические отеки, переутомление мышц, профилактика варикозной болезни, тяжесть в ногах.

В эстетических медицинах и косметологии эта методика используется при лечении целлюлита, для улучшения состояния и подтяжки кожи, избавления от локальных жировых отложений.

Аппарат РР-1 относится к профессиональным системам прессотерапии. Все параметры процедуры визуализируются на сенсорном жидкокристаллическом экране с диагональю 7 дюймов.

Аппарат содержит до 10 запрограммированных терапевтических протоколов и множество методов и последовательностей давления. Обновление программного обеспечения производится через порт USB.

В комплект входит аппликатор для рук на 4 сектора, аппликатор-корсет на 5 секторов, аппликатор для обеих ног на 8 секторов. Они подходят ко всем типам телосложения благодаря универсальному размеру и системе удобных застежек.

Аппликаторы имеют удобный, эргономичный дизайн, легко подключаются к модулю управления. После присоединения аппликатора система автоматически распознает тип аппликатора, что значительно упрощает работу врача.

[1] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Технические характеристики

• Максимальное начальное давление: 250 мм рт. ст.

• Диапазон давления: от 10 до 99 мм рт. ст.

• Секторы вывода: 8

Режим работы: время или циклыРазмеры: 170 x 315 x 390 мм

• Вес: 6 кг

[2] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року