





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

Ten.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-25 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Электрокоагулятор ARC 303

электрохирургический аппарат для междисциплинарного использования



Электрохирургический аппарат EARC 303 - современный электрохирургический аппарат для междисциплинарного использования. Оборудование отвечает всем необходимым стандартам безопасности и обеспечивает оптимальную мощность для резания и коагуляции при эндоскопических хирургических вмешательствах.

Прибор оснащен цветным сенсорным экраном, который легко поддается очистке и дезинфекции. Переключение между режимами и регулировка воздействия осуществляется простым нажатием кнопки.

Чистый и контролируемый разрез обеспечивается микропроцессорной технологией контроля над мощностью и частой ударных импульсов. Система безопасности постоянно контролирует контактную поверхность нейтрального электрода, а при снижении контакта сразу включается сигнал тревоги.

Конструктивные особенности прибора позволяют свети к минимуму утечку тока низкой и высокой частоты, что практически исключает появления ожогов у пациента. Электрохирургический аппарат имеет встроенную внутреннюю память на 100 программ. Сохраненные режимы активируются простым нажатием сенсорной кнопки.

Безопасную работу электрохирургического аппарата во всех режимах дополнительно гарантируется системой самотестирования, которая проверяет исправность прибора при каждом включении. Все недостатки и ошибки отражаются на сенсорном экране. Также проводится самотестирование и проверка правильности подключения всех сопутствующих электродов.

[1] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року