ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Неодимовый лазер ULTRALIGHT

неодимовый лазер с модулятором добротности и длиной волны 1064/532 нм



ULTRALIGHT - неодимовый лазер с модулятором добротности и длиной волны 532/1064 нм.

Q-Plus. Модулятор добротности.

Импульсный режим с использованием модулятора добротности дает возможность формировать короткие импульсы (6 нс) с большой пиковой мощностью, что обеспечивает высокий фотоакустический эффект при минимальном воздействии на окружающие ткани.

В результате чего, татуировки и пигментация кожи разрушаются на мелкие частицы, которые удаляются естественным способом.

ULTRALIGHT - два режима воздействия.

Лазер ULTRALIGHT - мощная технология модулятором добротности, что дает возможность адаптировать воздействие к индивидуальным особенностям каждого клиента и обеспечить максимальную универсальность.

При этом, в лазерной системе возможны 2 режима воздействия: чистый режим модулятора добротности и импульсный режим.

Такой подход Quanta System дает большие преимущества на рынке лазеров эстетической медицины с модулятором добротности, поскольку избавляет от использования неэффективных расходных наконечников на красителях.

Насадка ОРТІВЕАМ ІІ

Оптика насадки OPTIBEAM II от Quanta system позволяет создавать идеальное однородное лечебное пятно. Гомогенность падающего света обеспечивает отсутствие «горячих зон», дополнительного перекрытия и укорочение времени процедуры

Наконечник формирует квадратную форму лечебного пятна. Как показывают клинически исследования, подобная форма зоны воздействия значительно эффективней овальной, которая традиционно

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

используются в лазерных платформах.

При смене наконечника лазерная платформа автоматически распознает размеры зоны воздействия и производит настройку оптимального уровня энергии.

ULTRALIGHT. Показания.

- Удаление доброкачественных пигментированных новообразований
- Удаление татуировок (черного, синего, коричневого, красного, оранжевого, желтого и фиолетового цвета)
- Осветление нежелательных волос
- Омоложение кожи
- Аллергические состояния стопы (кожа и ногти).

[2] URL: http://medexim.ua 3 листопада 2025 року