



## ID-system

система для внутрішньої дефібриляції



ID-system підходить для внутрішньої дефібриляції так само як звичайні внутрішні електроди під час інтраоракальної хірургії. Вона завдає удару(-ів) серцю пацієнта для відновлення нормального синусового ритму.

ID-system сумісна з усіма основними дефібриляторами-моніторами, які зараз доступні на ринку. Система складається з трьох компонентів.

- **ID-Paddle** - одноразова стерильна одноручна лопатка. ID-Paddle встановлюється в контакт із серцем, коли це необхідно для виконання розряду для відновлення нормального синусового ритму.
- **ID-Electrode** - одноразова нестерильна електродна подушечка, яка розміщується на спині пацієнта та підключається до того самого дефібрилятора, що й ID-Paddle. Цей електрод отримує струм, що проходить через серце через ID-Paddle.
- **ID-Smart Cable** - багаторазовий нестерильний кабель, який з'єднує ID-Paddle та ID-Electrode з вашим дефібрилятором.

### ID-system. Особливості.

- Керування однією рукою - краще, безпечніше та простіше у використанні
- Головка, що обертається на 360 градусів, дозволяє наносити удари саме там, де це необхідно
- Повністю одноразова лопатка усуває ризик перехресного зараження без очищення чи стерилізації
- Чудові результати для пацієнтів - результати, підтвержені клінічними доказами
- Рентабельність - економія часу та грошей

### ID-system корисна для:

- персоналу, який на даний момент повинен обслуговувати електроди для дефібриляції та поводитися з ними до та після їх використання;
- пацієнтів, які мають ризик перехресного зараження, пов'язаного з будь-яким інвазивним хірургічним продуктом багаторазового використання;
- біомедичних інженерів, до обов'язків яких входить тестування, відстеження та дослідження несправностей (стерилізованих) багаторазових електродів.