





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## ROTEM delta

Современный 4-х канальный тромбоэластометр с блоком (опция) для агрегации тромбоцитов.



Тромбоэластометр ROTEM delta - современный 4-х канальный тромбоэластометр с блоком (опция) для агрегации тромбоцитов.

Быстрая дифференциальная диагностика является жизненно важной. Она также является основой целенаправленной терапии. Тестирование с помощью ROTEM delta и портфеля жидких реагентов обеспечивает быструю диагностику коагулопатий для оптимизации решений по переливанию крови при операциях и сценариях травматического кровотечения. Обзор состояния коагуляции в течение 10 минут помогает мгновенно определить лежащую в основе коагулопатию и принять соответствующие решения для индивидуальной и целенаправленной терапии.

С системами ROTEM сокращаются объемы переливания крови, повторные операции, показатели инфицирования, расходы, связанные с продолжительностью пребывания в больнице и смертность пациентов.

## Комплексный портфель реагентов обеспечивает дифференциальную диагностику и позволяет получить результат уже через 10 минут.

- ex-tem 10 x 1 мл реагент для исследования активации по внешнему пути
- in-tem 10 x 1 мл реагент для исследования активации по внутреннему пути
- $\bullet$  ар-tem 10 x 1 мл реагент для детекции гиперфибиринолиза и оценки эффективности антифибринолитической терапии.
- fib-tem  $10 \times 1$  мл реагент для исследования фибриногена с блокировкой тромбоцитов, детекция нарушений полимеризации фибрина. Воздействие FXIII.
- hep-tem  $10 \times 1+1 \times 1$  мл детекция гепарина (и аналогичных антикоагулянтов), детекция нарушений гемостаза на фоне антикоагулянтной терапии

## Измеряемые параметры

- СТ (время коагуляции) общая активность коагуляционной системы
- **CFT** (время образования сгустка) и альфа-угол (начальная скорость образования сгустка) оценка функции тромбоцитов, действия фактора XIII, полимеризации фибрина, активности гепарина

[1] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року

## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- МСГ качество сгустка, оценка его механических свойств
- ML оценка фибринолитической активности

•

[2] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року