



система для аналитической дерматоскопии NEXA^{LT}

глубокий анализ изображения кожи и комплексная консультация



NEXA^{LT}®

Анализ VISIA®. Теперь с помощью iPad®.

NEXA^{LT} – предлагает более глубокий анализ кожи и комплексную консультацию. Аппарат обладает интуитивно понятным интерфейсом для упрощения проведения консультаций.

Точность и надежность в одном устройстве:

NEXA предлагает беспрепятственную интеграцию с **iPad Air®**, легко подключаясь для беспрепятственной настройки.

Приложение **NEXA** доступно для загрузки и обновления непосредственно из App Store, гарантируя постоянный доступ к новейшим функциям и улучшениям.

Процесс анализа:



- Клиент помещает голову на фотографический модуль. С помощью встроенной 12-мегапиксельной камеры iPad и светодиодной вспышки аппарат делает качественные и четкие снимки кожи.
- Фотографии, объемные изображения, цифры и графики доказывают необходимость той или иной процедуры.
- После проведения обзора на экране появятся индивидуальные планы лечения, созданные искусственным интеллектом.
- Пользователь может вносить коррективы в созданные планы лечения: добавлять средства по уходу, лекарственные средства и др.


Особенности аппарата NEXA^{LT}:


- **Система многоточечного позиционирования** с наложением живой визуализации облегчает захват идеально зарегистрированных изображений для документирования прогресса в определенный промежуток времени. Вращающийся модуль легко регистрирует вид слева, справа и спереди;
- **Измерение пятен, морщин, текстуры, пор, ультрафиолетовых и коричневых пятен, красных областей и порфирина;**
- **Технология RBX** разделяет структурные элементы кожи по красному и коричневому цвету. Это




создает условия для оптимального отражения концентрации пигмента при сосудистых недостатках, виновных пятнах, гиперпигментации, воспалительных процессах и других состояниях;

- **IntelliFlash.** Кросс-поляризационное и ультрафиолетовое освещение используется для регистрации и измерения состояния поверхности кожи;
- **Сравнение результатов** в одном ряду для различных видов обследований и приемов. Увеличение и создание панорамного снимка для четкого сравнения.
- **Ультрафиолетовая визуализация** дает полную картину фотоповреждений, включая ультрафиолетовую флуоресцентную визуализацию для обнаружения порфиринов.
- **TRUSKIN AGE.** Определяет общее состояние кожи пациента и его возраст, дает рекомендации по выбору продуктов по уходу за кожей и вариантов лечения.





Emerging Brown Spots





ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



Visible Pores





ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23


E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



Texture





ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.


Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



Clogged Pores





ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.


Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23


E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



Red Areas





ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



Surface Spots





ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.


Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



Wrinkles & Fine Lines





ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.


Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



UV Damage





Два вида использования одного аппарата:

1. аппарат **NEXA^{LT}** в комплекте с **NEXA^{HH}** для улучшенной визуализации;
2. **NEXA^{HH}** как отдельный диагностический аппарат.



Комплектация аппарата NEXA^{LT}:



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua


Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- NEXA^{LT}
- NEXA^{HH}
- Приложение NEXA
- Шнур питания
- Лицензия на 5 лет


Персонализированный уход

Подберите для кожи клиента соответствующие процедуры на основе результатов и аналитики, предоставленных NEXA. Добавьте продукты, процедуры и услуги во встроенную библиотеку для оптимизированного процесса рекомендаций, персонализированного для вашего бизнеса. Предоставьте своим клиентам рекомендации, персонализированные для их состояния.









Вместе с устройством NEXA вы получаете полный пакет гарантийного сопровождения **CCA (Canfield Customer Assurance)**, включающий:

- **Официальная гарантия** от производителя на выбранный срок;
- **Техническая поддержка** - консультации и помощь в решении вопросов работы устройства;
- **Обновление программного обеспечения** - доступ к последним версиям программного



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

обеспечения для максимальной эффективности и безопасности;

- **Сервисное обслуживание** – ремонт и замена деталей в случае неисправностей, подпадающих под гарантию.

Video 50 Mb

Sorry, your browser doesn't support embedded videos, but don't worry, you can [download it](#) and watch it with your favorite video player!

Video 5 Mb

Sorry, your browser doesn't support embedded videos, but don't worry, you can [download it](#) and watch it with your favorite video player!

Video 4 Mb

Sorry, your browser doesn't support embedded videos, but don't worry, you can [download it](#) and watch it with your favorite video player!