



## Холтерівська система НЗВ/ Н12В

*добовое монітування по холтерівській методиці*



### Холтерівська система добового монітування ЕКГ.

Електрокардіографи моделей НЗВ/Н12В та НЗВ-plus/Н12В-plus являють собою сучасні діагностичні апарати для точного і тривалого монітування електричної активності серця.

Добове монітування ЕКГ, або холтерівське монітування використовується в амбулаторних і стаціонарних умовах для діагностики та кількісної оцінки минулих порушень провідності та серцевого ритму, змін ЧСС, а також нападів ішемії міокарда, які не реєструються в стані спокою або навантаженні.

Реєстрація ЕКГ проводиться на цифровий носій при рутинній фізичній активності пацієнта. Електроди апарату фіксуються на грудній клітці в різних позиціях.

Запис ЕКГ проводиться в декількох відведеннях. Для науково-дослідних цілей використовують всі дванадцять відведень. Інформація зберігається на портативних пристроях для запису дисків.

Розшифровка даних добового монітування електричної активності серця з кількісним аналізом проводиться на комп'ютері за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Електрокардіограма, частота скорочень, відведення і рівень заряду відбивається на невеликому OLED-екрані. У режимі реального часу відбивається один графічний тренд. Записувальний пристрій працює від батарейки типу ААА. Виробник гарантує безперервну роботу приладу протягом довгого пер.

Програмне забезпечення забезпечує графічне і цифрове зображення всіх записаних даних за весь час спостереження. Аналіз активності серця за основними показниками ЕКГ можливий в автоматичному і ручному режимах.

- Портативний та легкий пристрій
- OLED-дисплей із стандартною сіткою ЕКГ для зручного перегляду знятої інформації (для моделі НЗВ-plus / Н12В-plus)
- Кнопка події для запису аномальних показників
- Надійний та міцний кабель пацієнта
- Прилад забезпечує безліч варіантів аналізу: ST-T, QRS-сегментів; часові та частотні області HRT;



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

DC; TWA; SAP; аналіз ритму за допомогою графіка Лоренца, аналіз аритмії, виявлення кардіостимулятора

- Зберігання 24 години записів в NAND пам'яті, що запобігає стисненню даних
- Можливість введення інформації про пацієнта
- Підключення через USB-порт до ПК

**Електрокардіограф НЗВ/Н12В - ефективний діагностичний інструмент для виявлення «німої» аритмії, оцінки порушень ритму та інших серйозних порушень з боку серцево-судинної системи.**