



Апарат ударно-хвильової терапії ED1000

Система ударно-хвильової терапії для андрології



Еректильна дисфункція — нездатність досягнення або підтримки адекватної ерекції статевого члена, яка необхідна для нормального статевого акту, що унеможливорює нормальні інтимні стосунки. В основі розлади лежать різноманітні причини. Однією з причин є ураження судинної системи — артеріальна недостатність статевого члена, розлад венозного відтоку. За даними авторитетної медичної організації, більша частина чоловіків старше 40 страждають на еректильну дисфункцію різного ступеня. З віком, до 70 років, кількість чоловіків з цією проблемою досягає 70%. У лікуванні еректильної дисфункції використовують цілий ряд методів — починаючи від медикаментозної терапії та закінчуючи оперативним втручанням. Умовно всі методики ділять на терапію першої лінії — пероральний прийом препаратів, терапія другої лінії — ін'єкція медикаментозних препаратів в тіло статевого члена й остання лінія — хірургічне втручання по усуненню судинної патології або вшивання імплантату. Всі методики мають свої переваги й серйозні недоліки. Ударно-хвильова методика лікування еректильної дисфункції від компанії Medispec абсолютно безпечна, клінічно перевірена та ефективна технологія на основі посилення ангиогенезу, яку можливо використовувати на всіх етапах лікування еректильної дисфункції. **Особливості ED1000** Апарат ED1000 компанії Medispec використовує ударні хвилі невеликої потужності для запуску складного механізму створення нових судин в кавернозних тілах статевого члена. Курс лікування триває 9 тижнів і становить 12 сеансів. Час одного сеансу становить, в середньому, 15 хвилин. Весь процес лікування укладає в фокусуванні ударних хвиль на стовбур і основу пеніса в п'яти сегментах протягом 3 хвилин. Медичне обладнання компактно, просто в експлуатації. Технічне обслуговування ED1000 дуже просте і вимагає заміни лише одного аплікатора. Джерело живлення — стандартна побутова розетка. Медичне обладнання не вимагає спеціального приміщення.