





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Автоклав А10В/А50В

новое поколение автоклавов класса В быстрой стерилизации



Автоклав A10B/A50B - новое поколение автоклавов класса В для быстрой стерилизации с объемом камеры 5/10 литров.

Быстрая и качественная стерилизация обеспечивается за счет технологий нового поколения - предварительной вакуумизации и вакуумной сушки. Инструмент готов к использованию через 11 минут после загрузки!

- Быстрота. Вся программа стерилизации составляет 11 15 минут, включая трех разовую вакуумизацию, сам процесс стерилизации и сушку. В этот цикл входят функции «предварительной вакуумизации» и «вакуумной сушки». Скоростное автоклавирование обеспечивает быстрый оборот инструментов, что особенно важно в стоматологии и стоматологической имплантации.
- **Безопасность.** 3-х кратная вакуумизация быстро удаляет холодный воздух с полостей в инструментах, способствуя полному проникновению пара. Это гарантирует качественную стерилизацию, и равномерно нагревает инструмент, предупреждая его повреждения.
- **Технология сушки нового поколения.** Функция вакуумной сушки предотвращает повреждения инструментов высокой температурой в анаэробных условиях. Стерилизация запакованных инструментов становится идеальной.
- Области использования. В соответствии со стандартами ЕС автоклавирование класса В применяется к упакованным и неупакованным инструментам, полым инструментам А и В типов, инструментам и набором инструментов для установки имплантатов, ортодонтических инструментов, интраоральных сканеров, электрических моторов.
- **Эргономичность.** Стерилизационная камера имеет прямоугольную форму. Это дает возможность использовать весь объем камеры; в камере округлой формы не используется 30% пространства. Автоклав серии A на 10 литров обладает такой же эффективной стерилизационной площадью, как и автоклав с цилиндрической камерой на 18 литров.
- Простота в использовании. Автоклав имеет компактные, малогабаритные размеры. Фазы стерилизационного цикла отображаются на цветном LED-экране

Стерилизация класса В - всего за 11 минут!

Модель	A10B	A50B

МЕДексім



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Объем	
Размеры камеры, мм	
Размеры автоклава, мм	
Загрузка	
Мощность	\exists
Размеры лотков, мм	
Уровень вакуума, бар	
Остаточная влажность	

5 л 210 (Ш) х 96 (В) х 327 (Г) 445 (Ш) х 175 (В) х 625 (Г) 2,5 кг мет. инстр. или 0,75кг текст. изделий 2000 Вт, 220В/50 Гц или 110 В/60 Гц 300 х 190 х 23 (2) -0.92 меньше 0.1%

10 л 240 (Ш) х 1 44 (В) х 3 485 (Ш) х 330 (В) х 6 5 кг мет. инстр. или 1,5кг то

2000 Вт, 220В/50 Гц или 3 300 x 200 x 23 (3 -0.92 меньше 0.1%

[2] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року