



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.  
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.  
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23  
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua  
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## Хирургический светильник LED620/LED620 Mobil

светильник для малых операционных и операционных блоков



Хирургический светильник LED620/LED620 Mobil – светодиодный светильник для малых операционных и операционных блоков различного профиля.

Светодиодная хирургическая лампа этой модели характеризуется незначительным тепловым изучением, стабильными параметрами свечениями и длительным сроком эксплуатации.

Увеличение эффективности повседневной деятельности хирургического блока достигается за счет правильной организации рабочего места, свободного перемещение операционной бригады и вспомогательного медицинского персонала.

Технологически продуманная система крепления лампы LED620/LED620 Mobil создает идеальное рабочее место, которое подходит для всех типов оперативных вмешательств. Системы регулировки и управления дают возможность настроить рабочее место хирурга с учетом индивидуальных особенностей, что обеспечивает комфорт и максимальное внимание к операции.

Центральная рукоятка и одноплечевая конструкция кронштейна позволяют наклонять осветительный модуль вперед-назад, поворачивать вокруг оси на 360 градусов, перемещать вверх-вниз. Основной принцип, реализованный в хирургическом настенном светильнике LED 96, – рабочее место необходимо приспосабливать к потребностям человека, а не человек должен приспосабливаться к рабочему месту.