ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Хирургический светильник LED500S

напольный светильник с аккумулятором



Медицинский передвижной светильник LED500S для катетерных лабораторий, малых операционных, а также может использоваться в разноплановых операционных в качестве дополнительного источника света.

Конструкция бестеневого передвижного светильника предусматривает быструю и простую интеграцию в вытяжную систему операционной. Продуманная система расположения светодиодных кластеров обеспечивает бестеневой свет необходимой цветовой температуры с повышенным уровнем рассеивания тепла.

Бестеневой эффект. Необходимый эффект достигается специальной конструкцией светодиодных линз и расположением куполов светильника. Это обеспечивает точное распределения светового потока и фокусировку на зоне интереса. Регулировку положения светильника осуществляется во время операции с помощью рукоятки, которая расположена в центре конструкции.

Регулировка цветовой температуры. В зависимости от типа оперативного вмешательства, операционное поле может освещаться светом с различной цветовой температурой. Параметры освещения выставляются сенсорным пультом перед началом оперативного вмешательства.

Светодиоды нового поколения. В светильнике используются высокоэффективные светодиоды, производства компании Osram. Срок эксплуатации одного светодиода составляет более 50 000 часов бесперебойной работы. В случае необходимости замены, купол лампы легко разбирается, замена светодиодного элемента проводится в кратчайшие сроки.

Совместимость с ламинарным потоком. Конструкция светильника с гладкой поверхностью легко интегрируется в проточно-вытяжную систему операционной и не нарушают ламинарные потоки воздуха.

[1] URL: http://medexim.ua 16 грудня 2025 року