ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Литотриптор Lithospec

электромеханический ударно-волновой аппарат для контактной литотрипсии



Lithospec - электромеханический контактный литотриптер для разрушения конкрементов во всех отделах мочеводящей системы.

Литотриптор Lithospec - полный спектр решений в лечении мочекаменной болезни от компании Medispec

Данный литотриптер органично дополняет аппараты ударно-волновой терапии Econolith 2000, Econolith 3000 и EM1000 компании Medispec для дистанционной литотрипсии. В основе работы литотриптора Lithospec заложен электромеханический принцип. На камень производиться подача мощного электромеханического импульса, что обеспечивает быстрое разрушение и исключение термальных ожогов.

Особенно эффективный контактный литотриптер в разрушении средних и крупных камней различного состава (цистиновый, кальциевых, оксалатных) при противопоказании к дистанционному дроблению камней или при при отсутствия эффекта после 3 сеанса дистанционной литотрипсии.

Особенности литотриптера Lithospec

Контактный литотриптор Lithospec имеет компактные, малогабаритные размеры, использует в работе стандартные источники электроэнергии. Конструкция прибора не предусматривает наличие воздушного компрессора и совместим с большинством стандартными эндоскопами: уретроскопами, нефроскопами и цистоскопами. Аппарат для ударно-волновой терапи прост в эксплуатации и требует минимум технического обслуживания.

Система литотриптор Lithospec состоит из следующих компонентов: основной блок, рукоятка и сопутствующие устройства, 4 зонда различных диаметра, педаль управления, шнур к рукоятке, шнур питания, кейс для хранения и транспортировки.

Данное медицинское оборудование эффективно используется во многих клиниках по всему мира и соответствует международным сертификатам IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, MDD (93/42/EEC)