



## Монитор пациента V15e

*модульный прикроватный монитор с диагональю 15.6 дюйма*



Монитор пациента Brightfield Healthcare V15e – модульный прикроватный монитор для использования в отделениях реанимации, операционных, приемных отделениях, где необходимо быстро и точно определить состояние жизненно важных показателей, а также для длительного мониторинга.

Жидкокристаллический дисплей с диагональю 15.6 дюймов отображает основные графические и цифровые показатели жизнедеятельности пациента. Монитор обладает развитой системой управления файлами пациентов. Дополнительным преимуществом монитора пациента для стационара является большая внутренняя память и защита от сбоев электрической сети.

В мониторе пациента V15e используется целый ряд инновационных технологий и решений, которые повышает качество и надежность медицинского оборудования во много раз. В частности используются наилучшие медицинские технологии для пульсоксиметрии, инвазивного измерения АД, газоанализа компаний Masimo/Nellcor.

Монитор пациента V15e обеспечивает врачам наблюдения за всеми основными жизненно важными функциями и рассчитан для использования в отделениях, где особенно важно точность измеряемых показателей, а именно в реанимационных, операционных при проведении общего наркоза и прочее.

### Особенности монитора пациента модели V15e

- 15.6 дюймовый плоскпанельный TFT дисплей с большим углом обзора и большим разрешением
- Отображение 10 цветных графических трендов в режиме реального времени и большие цифровые показатели.
- Определение индексов перфузии (PI) и вариабельности (PVI)
- Определение кардиостимулятора
- Анализ ST и аритмий
- Возможность автономной работы от съемного аккумулятора;
- Понятный интерфейс в сочетании с простой иерархией в меню обеспечивает быстрый доступ к основным задачам мониторинга;
- Внутренняя память на 120 часов непрерывной работы с отображением графических и цифровых данных;
- Возможность работы как в беспроводной сети, так и с подключением к центральной станции



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: [info@medexim.ua](mailto:info@medexim.ua) сайт: [medexim.ua](http://medexim.ua)

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

мониторирования

- Опциональные модули: инвазивное измерение артериального давления (IBP), капнограф (EtCO2), биспектральное мониторирование (BIS), нейромышечное мониторирование (NMT)

**Монитор Brightfield Healthcare V15e - когда важна каждая секунда для спасения жизни.**