





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Оцифровщик FireCR Flash

Система оцифровки рентгенографических снимков (дигитайзер) нового поколения



Дигитайзер FireCR Flash Medical – аппарат для оцифровки рентгенографических снимков нового поколения. Оцифровщик Flash продолжает популярный модельный ряд аппаратов FireCR. Новая модель имеет уменьшенные габариты и вес, улучшенное программное обеспечение и оптимизированный алгоритм приема и обработки кассеты.

Оптимальная и эффективная производительность

Оцифровщик FireCR Flash Medical имеет несколько модификаций пропускной способностью в 30, 50 и 70 кассет в час. Это дает возможность подобрать прибор с учетом нагрузки на рентгенографический кабинет и финансовых возможностей учреждений. рассчитана на повышенную пропускную способность. Наибольшей популярностью пользуется модель FireCR Flash со скорость обработки 70 кассет в час, что соответствует максимальной пропускной способности рентген кабинета.

Новое поколение цифровых технологий.

Программное обеспечение 3DISC дает возможность получать кристально-чистое изображение на протяжении всего рабочего дня. Все параметры визуализации оптимизируются в автоматическом режиме. Инструменты программы обеспечивают полный цикл работы с данными исследования – увеличение контрастности и размера, передача данных по внутрибольничной сети без потери качества и многое другое.

CR кассета нового поколения

Оцифровщик комплектуется CR кассетой улучшенной конструкции с ударопрочным корпусом. CR кассета может использоваться в рентгеновских аппаратах разных типов, ее размеры соответствуют стандартному размеру обычных рентгеновских кассет.

Компактность & Мобильность

Благодаря использованию современных материалов и оптимизации конструкции производитель сумел уменьшить вес и габариты оцифровщика. Новая модель имеет вес всего 19 кг! Удобный кейс упрощает переноску и транспортировку прибора. А дополнительная комплектация настенным креплением

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

обеспечивает эффективную эксплуатацию при ограниченном рабочем месте.

Эксплуатационная гибкость

Оцифровщик возможно использовать как в небольших медицинских учреждениях, так и крупных медицинских центрах. На протяжении всего периода эксплуатации производитель гарантирует техническую и сервисную поддержку. Дополнительное преимущество – возможность модернизации прибора без перерыва в эксплуатации.

[2] URL: http://medexim.ua 2 листопада 2025 року