



## VerifyNow

Система моніторингу антиагрегантної терапії



VerifyNow — система моніторингу антиагрегантної терапії

Тестування цільної крові з допомогою VerifyNow — це простий і швидкий спосіб оптимізації лікування шляхом вимірювання реактивності тромбоцитів у пацієнтів, що потребують аспірину, а також будь-якої з інгібіторів P2Y12-рецепторів (клопидогрел, прасугрел і т.д.).

### Тестування з допомогою VerifyNow дозволяє:

- отримати оцінку реактивності тромбоцитів в течение декількох хвилин;
- виміряти ефект антиагрегантної терапії перед процедурою або скасувати препарат;
- визначити пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку кровотечень або тромботических подій на фоні антиагрегантної терапії;
- виявити неадекватну реакцію на терапію.

### Тестування VerifyNow пропонує рекомендації по антиагрегантній терапії в багатьох клінічних сценаріях:

- інтервенційні процедури лікування ендоваскулярних аневризм;
- серцево-судинні операції, що вимагають припинення антиагрегантної терапії;
- хірургічне втручання пацієнтів, що отримують антиагрегантну терапію і мають ризик кровотечення.

Одна з найбільш цитуємих і використовуваних систем тестування реактивності тромбоцитів VerifyNow є незамінною допомогою для розуміння повного профілю пацієнта. Моніторинг реакції пацієнта на антиагрегантні препарати оптимізує результати для пацієнтів.

### Тестування VerifyNow:

- надає результати реактивності тромбоцитів в считанні хвилини;
- вимірює ефект антиагрегантної терапії перед процедурою або випискою;
- визначає пацієнтів з групою ризику кровотечення або тромботического події, пов'язаного з антиагрегантами;



- определяет терапевтическое несоответствие.

**Вестирование VerifyNow может помочь:**

- сократить время перерыва в антиагрегантной терапии и связанные с ней риски;
- уменьшить потребность в стандартных предоперационных потребностях препаратов тромбоцитов;
- оптимизировать продолжительность пребывания в больнице пациента перед операцией;
- сократить 30-дневную повторную госпитализацию.

**Тестирование VerifyNow поддерживает обслуживание пациентов во многих отделениях больницы:**

- кардиологическое отделение;
- интервенционная нейрорадиология;
- отделение неотложной помощи;
- лаборатория катетеризации сердца;
- лаборатория КДЛ.

**Простая интеграция в любой рабочий процесс:**

- прост в использовании;
- без пипетирования или подготовки образцов;
- результаты от выборки до ответа в полноценной одноразовой тестовой системе.

**Использует технологию светопроницаемой агрегометрии (LTA):**

- не требует никаких манипуляций с образцом, устраняя аналитические вариации;
- запатентованный, точный и интуитивно понятный;
- золотой стандарт технологии разработки фармацевтических лекарств.

**VerifyNow - простая быстрая оценка ответа на антиагрегантную терапию.**